

FlaPure Nucleic Degradation Solutions

核酸清洁剂

目录号

GS70090

产品组成

组分	规格
FlaPure Solution A	500 mL
FlaPure Solution B	500 mL

保存条件

常温（15~30°C）保存 12 个月。

产品简介

FlaPure Nucleic Degradation Solutions 是由两种无毒的溶液组成的一款核酸清洁试剂。两种溶液等量混合后，能够在短时间内有效降解物体表面及空气中的高水平核酸分子，防止气溶胶污染，适用于生物实验室的清洁。

产品特点

- ✧ 快速高效：两个组分混合作用可快速清除核酸污染；
- ✧ 安全无毒：所有组分均不含有毒成分；
- ✧ 操作简单：直接喷洒于物体表面或空气中。

适用范围

主要用于清洁实验室台面、仪器表面及空气中的核酸污染。

注意事项

1. 该产品对人体无毒害作用。为了您的安全和健康，请勿直接喷洒到口、鼻、眼等敏感部位，若不慎触及，请立即用大量清水冲洗，若感到不适请及时就医；



-
2. 该产品对金属无腐蚀作用，操作完成后请及时擦干表面残留液体；
 3. 请勿与酒精等其他有机试剂混合使用。

使用方法

1. 将 FlaPure Solution A 喷洒在操作台表面、实验室设备、塑料器皿、玻璃容器、PCR 管或移液器等需清洁的物体表面；
2. 立即在相同的位置上重复喷洒等量 FlaPure Solution B；
3. 静置 5 min（若进行灭菌处理，延长至 15 min）；
4. 用干净的纸巾擦去物体表面残留液体；
5. 用蒸馏水冲洗两次，然后用干净的纸巾擦干。

注：若需要更彻底的清洁设备仪器等，请按照厂家说明拆卸仪器部件，喷洒 FlaPure Solution A，然后喷洒 FlaPure Solution B，用蒸馏水冲洗几次，擦干后重新组装。